

CASO CLINICO

Riabilitazione diretta ed indiretta
nei settori posteriori



Dr Gianluca
Rossi

Il paziente si è presentato alla nostra osservazione lamentando fastidi in masticazione e sensibilità termica nell'arcata superiore destra. Dopo esame clinico e radiografico si sono evidenziate lesioni cariose a carico degli elementi 1.7-1.6-1.5.-1.4 Si è optato per un restauro diretto in composito con approcci minimamente invasivo negli elementi 1.4 ed 1.5 . A carico degli elementi 1.7 e 1.6 sono stati invece programmati restauri indiretti in composito ibrido a ricopertura cuspidale. Questa scelta è stata presa dopo una accurata valutazione biomeccanica delle strutture residue.

Dopo avere eseguito i restauri diretti tramite l'utilizzo del sistema sezionale Garrison Composi-tight 3D Fusion sono stati preparati gli elementi 1.7 e 1.6. L'impronta è stata rilevata con tecnica monofase bicomponente. Al successivo appuntamento, previo isolamento del campo operatorio con diga di gomma, i manufatti sono stati cementati con composito preriscaldato. In questo caso l'utilizzo di tale composito ha facilitato le fasi di rimozione del cemento in eccesso a causa della diversa opacità tra prima e dopo la polimerizzazione. Fasi di rifinitura, lucidatura e brillantatura sono state eseguite prima della rimozione della diga. Minimi aggiustamenti occlusali sono stati necessari.



Fig. 1 Situazione preoperatoria. Visione Occlusale (rx allegata)



Fig. 2 Isolamento del campo operatorio mediante diga di gomma



Fig. 3 Cavità dopo la rimozione di carie



Fig. 4 Ricostruzione parete distale 1.4 (Garrison Composi-tight 3D Fusion System)



Fig. 5 Ricostruzione parete distale 1.5 (Garrison Composi-tight 3D Fusion System)



Fig. 6 Restauri 1.4 ed 1.5 completati. Preparazioni finali per overlay a copertura totale.



Fig. 7 Impronta (Tecnica Sandwich)



Fig. 8 Modello Master. Overlay in composito ibrido. (ODT Alessandro Morelli)



Fig. 9 Cavità pulite e sabbiate prima della cementazione)



Fig. 10 Cementazione del manufatto elemento 1.7 con composito preriscaldato



Fig. 11 Finale dopo procedure di rifinitura e lucidatura.



Fig. 12 Controllo a 1 mese. Visione Occlusale (rx allegata)