


Composi-Tight® 3D Fusion™

NUOVE !

Firm Matrix Bands



Le nuove matrici **Composi-Tight® 3D Fusion™ Firm** con tecnologia **eZ-Place™** permettono di mantenere la loro forma durante il posizionamento, rendendole significativamente più facili da inserire !

La tecnologia eZ-Place™ unisce l'acciaio inossidabile con uno speciale trattamento, ad un processo di modellazione brevettato che rende le matrici molto più gestibili. Resistono quasi il 70% in più delle altre matrici, mantenendo uno spessore supersottile di 0,038 mm. Vi garantiranno contatti stretti e l'anatomia ideale che vi aspettate dal sistema Composi-Tight® 3D Fusion™.

Matrici Fusion Firm :

- Resistono alla deformazione quasi il 70% in più !
- Supersottili, solo 0,038 mm
- Quattro misure ideali !

Perfette per :

- Spazi interprossimali stretti !
- Maggiori preparazioni conservativa !
- Per principianti e per esperti



spessore 0,038 mm

Matrici Composi-Tight® 3D Fusion™ Firm Bands

Descrizione	Codice	Q.tà	Prezzo
Kit matrici assortite : 4 misure	FXHB01	300	235,00 €
Mini Kit matrici assortite : 4 misure	FXHB02	150	125,00 €

Serie FXH

Composi-Tight® 3D Fusion™ Firm		Matrici Composi-Tight® 3D Fusion™ Firm con tecnologia eZ-Place™ per posizionamento più facile			
spessore 0,038 mm					
altezza	FXH100 4,3 mm	FXH175 5,3 mm	FXH200 6,1 mm	FXH300 6,1 mm con est. 7,7 mm	

Codice	Standard (-M)		Risparmio	
	Q.tà	Prezzo	Q.tà	Prezzo
FXH100	50	50,00 €	100	90,00 €
FXH175	50	50,00 €	100	90,00 €
FXH200	50	50,00 €	100	90,00 €
FXH300	50	50,00 €	100	90,00 €

Numero verde 800-986225

Garrison
Dental Solutions

150 DeWitt Lane
Spring Lake, MI USA
49456

Email : info@garrisondental.net
www.garrisondental.com/it
<https://catalogue.garrisondental.net/it/>



EMIT919 FXH