


# Composi-Tight® 3D Fusion™



**NOUVEAU !**

## Firm Matrix Bands



Les nouvelles **bandes matricielles Composi-Tight® 3D Fusion™ Firm** intégrant la technologie **eZ-Place™** conservent leur forme lors de la mise en place et sont donc *considérablement plus faciles* à insérer !


La technologie eZ-Place™ allie un acier inoxydable spécialement traité et un procédé de formation de bande matricielle exclusif qui confèrent à Fusion Firm une remarquable maniabilité. La bande bénéficie d'une résistance à la déformation 70 % supérieure à celle des bandes ultrasouples traditionnelles, tout en étant précontourée et ultramince avec une épaisseur de 0,038 mm. Avec le système Composi-Tight® 3D Fusion™, vous êtes sûr d'obtenir les contacts serrés et l'anatomie idéale auxquels vous vous attendez.

### Fusion Firm:

- Résistance à la déformation près de 70 % supérieure !
- Ultramince, uniquement 0,038 mm
- Quatre formes idéales !

### Parfaite pour :

- les espaces interproximaux étroits !
- les préparations plus conservatrices !
- les utilisateurs novices et expérimentés !



0,038 mm d'épaisseur

## Composi-Tight® 3D Fusion™ Firm Bands

Description	Réf.	Qté	Prix
Lot de réassorts de matrices : 4 tailles	FXHB01	300	€ 282
Mini lot de réassorts de matrices : 4 tailles	FXHB02	150	€ 150

Série FXH Composi-Tight® 3D Fusion™ Firm Les matrices Composi-Tight® 3D Fusion™ Firm plus faciles à mettre en place grâce à la technologie eZ-Place™.

0,038 mm d'épaisseur  
hauteur

NA	FXH100 4,3 mm	NA	FXH175 5,3 mm	FXH200 6,1 mm	FXH300 6,1 mm avec ext. 7,7 mm

Réf.	Standard (-M)		En vrac	
	Qté	Prix	Qté	Prix
FXH100	50	€ 60	100	€ 108
FXH175	50	€ 60	100	€ 108
FXH200	50	€ 60	100	€ 108
FXH300	50	€ 60	100	€ 108

Pour plus d'informations, consultez le site [www.garrisondental.com](http://www.garrisondental.com).

N'oubliez pas de consulter le site Web pour voir la gamme complète de produits innovateurs Garrison.

**Garrison**  
Dental Solutions

Carlstrasse 50  
52531 Uebach-Palenberg  
Allemagne


Contactez-nous au n° vert **0805 22 00 72**  
ou en ligne sur [www.garrisondental.com](http://www.garrisondental.com)

Offre valable jusqu'au  
31/12/2019. Tous les  
prix s'entendent TTC.

**FXHFR2019**

© 2019 Garrison Dental Solutions, LLC

Série FX  
Série SXR  
Série M – SM – AU  
Série B



## Tableau comparatif des bandes

	pédiatrie	prémolaire	prémolaire, petite cervicale	prémolaire et petite molaire	molaire	molaire, grande cervicale					
Série FXH	Composi-Tight® 3D Fusion™ Firm Les matrices Composi-Tight® 3D Fusion™ Firm plus faciles à mettre en place grâce à la technologie eZ-Place™.							<b>Standard (-M)</b>	<b>En vrac</b>		
	0,038 mm d'épaisseur	NA	FXH100 4,3 mm	NA	FXH175 5,3 mm	FXH200 6,1 mm	FXH300 6,1 mm avec ext. 7,7 mm	<b>Réf.</b>	<b>Qté</b>	<b>Prix</b>	<b>Qté</b>
	hauteur						FXH100	50	€ 60	100	€ 108
							FXH175	50	€ 60	100	€ 108
							FXH200	50	€ 60	100	€ 108
							FXH300	50	€ 60	100	€ 108
Série FX	Composi-Tight® 3D Fusion™ Les matrices Composi-Tight® 3D Fusion™ courbées avec revêtement anti-adhésif et languette de positionnement occlusal.							<b>Standard (-M)</b>	<b>En vrac</b>		
	0,038 mm d'épaisseur	NA	FX100 4,0 mm	FX150 4,1 mm	FX175 5,0 mm	FX200 5,4 mm	FX300 6,0 mm avec ext. 8,7 mm	<b>Réf.</b>	<b>Qté</b>	<b>Prix</b>	<b>Qté</b>
	hauteur						FX100	50	€ 62	100	€ 112
							FX150	30	€ 62	60	€ 112
							FX175	50	€ 62	100	€ 112
							FX200	50	€ 62	100	€ 112
							FX300	30	€ 62	60	€ 112
Série SXR	Slick Bands™ XR Les matrices Slick Bands™ XR avec un revêtement non-adhésif et une languette de maintien Grab-Tabs™.							<b>Standard (-M)</b>	<b>En vrac</b>		
	0,038 mm d'épaisseur	NA	SXR100 4,6 mm	SXR150 3,8 mm avec ext. 5,4 mm	SXR175 5,4 mm	SXR200 6,4 mm	SXR300 6,4 mm avec ext. 8,6 mm	<b>Réf.</b>	<b>Qté</b>	<b>Prix</b>	<b>Qté</b>
	hauteur						SXR100	50	€ 59	100	€ 99
							SXR150	30	€ 59	60	€ 99
							SXR175	50	€ 59	100	€ 99
							SXR200	50	€ 59	100	€ 99
							SXR300	30	€ 59	60	€ 99
Série SM	Slick Bands™ Les matrices Slick Bands™ avec un revêtement non-adhésif							<b>Standard (-M)</b>	<b>En vrac</b>		
	0,038 mm d'épaisseur	NA	SM100 4,6 mm	SM150 3,8 mm avec ext. 5,4 mm	SM175 5,5 mm	SM200 6,4 mm	SM300 6,4 mm avec ext. 8,6 mm	<b>Réf.</b>	<b>Qté</b>	<b>Prix</b>	<b>Qté</b>
	hauteur						SM100	NA		100	€ 99
							SM150	NA		60	€ 99
							SM175	NA		100	€ 99
							SM200	NA		100	€ 99
							SM300	NA		60	€ 99
Série M	Composi-Tight® Les matrices Composi-Tight® sont en trois dimensions pour fournir un contact précis à la hauteur naturelle du contour de la dent.							<b>Standard (-M)</b>	<b>En vrac</b>		
	0,035 mm d'épaisseur	M050 3,2 mm avec ext. 4,2 mm	M100 4,6 mm	M150 3,8 mm avec ext. 5,4 mm	M175 5,5 mm	M200 6,4 mm	M300 6,4 mm avec ext. 8,6 mm	<b>Réf.</b>	<b>Qté</b>	<b>Prix</b>	<b>Qté</b>
	hauteur						M050	25	€ 52	50	€ 82
							M100	50	€ 52	100	€ 82
							M150	25	€ 52	50	€ 82
							M175	50	€ 52	100	€ 82
							M200	50	€ 52	100	€ 82
							M300	25	€ 52	50	€ 82
Série AU	Composi-Tight Gold® Les matrices Gold sont les mêmes que les matrices Composi-Tight®.							<b>Standard (-M)</b>	<b>En vrac</b>		
	0,035 mm d'épaisseur	AU050 3,2 mm avec ext. 4,2 mm	AU100 4,6 mm	AU150 3,8 mm avec ext. 5,4 mm	NA	AU200 6,4 mm	AU300 6,4 mm avec ext. 8,6 mm	<b>Réf.</b>	<b>Qté</b>	<b>Prix</b>	<b>Qté</b>
	hauteur						AU050	25	€ 52	50	€ 82
							AU100	50	€ 52	100	€ 82
							AU150	25	€ 52	50	€ 82
							AU200	50	€ 52	100	€ 82
							AU300	25	€ 52	50	€ 82
Série B	Composi-Tight® Original Les matrices original ont une longueur légèrement plus courte.							<b>Standard (-M)</b>	<b>En vrac</b>		
	0,035 mm d'épaisseur	B050 3,2 mm avec ext. 4,2 mm	B100 4,6 mm	B150 3,8 mm avec ext. 5,4 mm	NA	B200 6,4 mm	B300 6,4 mm avec ext. 8,6 mm	<b>Réf.</b>	<b>Qté</b>	<b>Prix</b>	<b>Qté</b>
	hauteur						B050	25	€ 49	50	€ 75
							B100	50	€ 49	100	€ 75
							B150	25	€ 49	50	€ 75
							B200	50	€ 49	100	€ 75
							B300	25	€ 49	50	€ 75
Série MC	Composi-Tight® 3D Clear Les matrices Clear sont transparentes et translucides pour permettre la polymérisation de l'émail transgénique sans interférence des bandes métalliques							<b>Standard (-M)</b>	<b>En vrac</b>		
	0,05 mm d'épaisseur	NA	MC100 5,0 mm	NA	MC175 5,9 mm	MC200 6,8 mm	NA	<b>Réf.</b>	<b>Qté</b>	<b>Prix</b>	<b>Qté</b>
	hauteur						MC100	NA		100	€ 102
							MC175	NA		100	€ 102
							MC200	NA		100	€ 102

Pour commander des emballages standard, ajoutez un -M après la référence.