


Composi-Tight® 3D Fusion™



NEU!

Firm Matrix Bands



Die neuen **Composi-Tight® 3D Fusion™** Firm Matrizenbänder mit **eZ-Place™** Technologie, die ihre Form während der Platzierung beibehalten, was das Einsetzen *deutlich erleichtert!*

Die eZ-Place™-Technologie, die für die Fusion Firm-Bänder verwendet wird, besteht aus speziell verarbeitetem Edelstahl und einem firmeneigenen Matrizenformungsprozess, um Teilmatrizenbänder herzustellen, die einer Verformung um fast 70% besser widerstehen als herkömmliche Bänder. Dabei sind sie vorgeformt und mit 0,038mm superdünn. Sie erhalten die exzellenten engen Approximalkontakte und die ideale Anatomie, die Sie vom Composi-Tight® 3D Fusion™ System gewohnt sind.

Fusion Firm Bänder:

- Fast 70% bessere Widerstandsfähigkeit gegen Verformung!
- Superdünn mit nur 0,038mm
- Vier ideale Größen!

Perfekt für:

- Enge Approximalräume!
- Konservative Präparationen!
- Erstbenutzer und erfahrene Anwender



Composi-Tight® 3D Fusion™ Firm Bands

Beschreibung	Art. -Nr.	Inhalt	Preis
Gemischtes Bänder Kit : 4 Größen	FXHB01	300	€ 235
Gemischtes Mini Bänder Kit : 4 Größen	FXHB02	150	€ 125

FXH Serie	Composi-Tight® 3D Fusion™ Firm		Composi-Tight® 3D Fusion™ Firm Matrizenbänder mit eZ-Place™-Technologie für eine einfachere Platzierung.					
	0,038 mm dünn	Höhe	n.v.	FXH100 4,3 mm	n.v.	FXH175 5,3 mm	FXH200 6,1 mm	FXH300 6,1 mm mit Vlg. 7,7 mm

Art.-Nr.	Standard (-M)		Groß	
	Inhalt	Preis	Inhalt	Preis
FXH100	50	€ 50	100	€ 90
FXH175	50	€ 50	100	€ 90
FXH200	50	€ 50	100	€ 90
FXH300	50	€ 50	100	€ 90

Weitere Informationen finden Sie unter www.garrisondental.com.
Besuchen Sie die Website, um die gesamte Palette der innovativen Garrison-Produkte.

Garrison
Dental Solutions

Carlstraße 50
52531 Übach-Palenberg
Deutschland


Rufen Sie uns an **02451 971 409**
oder Online auf www.garrisondental.com

Angebot gilt bis zum
31.12.2019. Alle Preise
unterliegen der gesetz-
lichen Mehrwertsteuer.

FXHDE2019

© 2019 Garrison Dental Solutions, LLC

FX Serie
SXR Serie
M – SM – AU Serie
B Serie



Matrizenband-Vergleichstabelle

	Kinderzähne	Prämolar	Prämolar, klein-zervikal	Prämolar und kleine Molare	Molar	Molar, groß-zervikal					
FXH Serie	Composi-Tight® 3D Fusion™ Firm Matrizenbänder mit eZ-Place™-Technologie für eine einfachere Platzierung.							Standard (-M)		Groß	
	0,038 mm dünn						Art.-Nr.	Inhalt	Preis	Inhalt	Preis
Höhe	n.v.	FXH100 4,3 mm	n.v.	FXH175 5,3 mm	FXH200 6,1 mm	FXH300 6,1 mm mit Vlg. 7,7 mm	FXH100	50	€ 50	100	€ 90
							FXH175	50	€ 50	100	€ 90
							FXH200	50	€ 50	100	€ 90
							FXH300	50	€ 50	100	€ 90
FX Serie	Composi-Tight® 3D Fusion™ Full Curve Matrizen mit Antihaft-Beschichtung und praktischer Greiflasche.							Standard (-M)		Groß	
	0,038 mm dünn						Art.-Nr.	Inhalt	Preis	Inhalt	Preis
Höhe	n.v.	FX100 4,0 mm mit Vlg. 4,4 mm	FX150 4,1 mm mit Vlg. 6,0 mm	FX175 5,0 mm mit Vlg. 5,6 mm	FX200 5,4 mm mit Vlg. 6,6 mm	FX300 6,0 mm mit Vlg. 8,7 mm	FX100	50	€51,5	100	€ 93
							FX150	30	€51,5	60	€ 93
							FX175	50	€51,5	100	€ 93
							FX200	50	€51,5	100	€ 93
							FX300	30	€51,5	60	€ 93
SXR Serie	Slick Bands™ XR Matrizen tragen eine Antihaft-Beschichtung und Grab-Tabs™ für einfachere Platzierung.							Standard (-M)		Groß	
	0,038 mm dünn						Art.-Nr.	Inhalt	Preis	Inhalt	Preis
Höhe	n.v.	SXR100 4,6 mm	SXR150 3,8 mm mit Vlg. 5,4 mm	SXR175 5,4 mm	SXR200 6,4 mm	SXR300 6,4 mm mit Vlg. 8,6 mm	SXR100	50	€ 49	100	€ 82
							SXR150	30	€ 49	60	€ 82
							SXR175	50	€ 49	100	€ 82
							SXR200	50	€ 49	100	€ 82
							SXR300	30	€ 49	60	€ 82
SM Serie	Slick Bands™ Matrizen mit Antihaft-Beschichtung.							Standard (-M)		Groß	
	0,038 mm dünn						Art.-Nr.	Inhalt	Preis	Inhalt	Preis
Höhe	n.v.	SM100 4,6 mm	SM150 3,8 mm mit Vlg. 5,4 mm	SM175 5,5 mm	SM200 6,4 mm	SM300 6,4 mm mit Vlg. 8,6 mm	SM100	n.v.		100	€ 82
							SM150	n.v.		60	€ 82
							SM175	n.v.		100	€ 82
							SM200	n.v.		100	€ 82
							SM300	n.v.		60	€ 82
M Serie	Composi-Tight® Matrizenbänder sind dreidimensional vorkonturiert, um einen genauen Kontakt auf der natürlichen Höhe der Zahnkontur zu gewährleisten.							Standard (-M)		Groß	
	0,035 mm dünn						Art.-Nr.	Inhalt	Preis	Inhalt	Preis
Höhe	M050 3,2 mm mit Vlg. 4,2 mm	M100 4,6 mm	M150 3,8 mm mit Vlg. 5,4 mm	M175 5,5 mm	M200 6,4 mm	M300 6,4 mm mit Vlg. 8,6 mm	M050	25	€43,5	50	€ 68
							M100	50	€43,5	100	€ 68
							M150	25	€43,5	50	€ 68
							M175	50	€43,5	100	€ 68
							M200	50	€43,5	100	€ 68
							M300	25	€43,5	50	€ 68
AU Serie	Gold Matrizenbänder sind gleich wie die Composi-Tight® Matrizenbänder.							Standard (-M)		Groß	
	0,035 mm dünn						Art.-Nr.	Inhalt	Preis	Inhalt	Preis
Höhe	AU050 3,2 mm mit Vlg. 4,2 mm	AU100 4,6 mm	AU150 3,8 mm mit Vlg. 5,4 mm	n.v.	AU200 6,4 mm	AU300 6,4 mm mit Vlg. 8,6 mm	AU050	25	€43,5	50	€ 68
							AU100	50	€43,5	100	€ 68
							AU150	25	€43,5	50	€ 68
							AU200	50	€43,5	100	€ 68
							AU300	25	€43,5	50	€ 68
B Serie	Composi-Tight® Original Original Matrizenbänder haben eine etwas kürzere Länge.							Standard (-M)		Groß	
	0,035 mm dünn						Art.-Nr.	Inhalt	Preis	Inhalt	Preis
Höhe	B050 3,2 mm mit Vlg. 4,2 mm	B100 4,6 mm	B150 3,8 mm mit Vlg. 5,4 mm	n.v.	B200 6,4 mm	B300 6,4 mm mit Vlg. 8,6 mm	B050	25	€40,5	50	€ 62
							B100	50	€40,5	100	€ 62
							B150	25	€40,5	50	€ 62
							B200	50	€40,5	100	€ 62
							B300	25	€40,5	50	€ 62
MC Serie	Composi-Tight® 3D Clear Clear Matrizenbänder sind transparent und lichtdurchlässig, um eine trans-emaillierte Polymerisation ohne Interferenz durch Metallbänder zu ermöglichen.							Standard (-M)		Groß	
	0,05 mm dünn						Art.-Nr.	Inhalt	Preis	Inhalt	Preis
Höhe	n.v.	MC100 5,0 mm	n.v.	MC175 5,9 mm	MC200 6,8 mm	n.v.	MC100	n.v.		100	€ 85
							MC175	n.v.		100	€ 85
							MC200	n.v.		100	€ 85

Um Standardpakete zu bestellen, fügen Sie ein -M nach der Artikel # hinzu.
Vlg. = Verlängerung