

# PRZYPADEK KLINICZNY

Leczenie próchnicy powierzchni stycznych górnych przedtrzonowców.



Dr Dominik  
**Ślusarczyk**

Rekonstrukcja ścian stycznych zębów bocznych to wieloetapowy proces, który wymaga precyzyjnych narzędzi. Zestaw matryc, klinów oraz pierścieni Garrison pozwala mi uzyskać najwyższą jakość szczelności brzeżnej, prawidłowego profilu wyłaniania oraz precyzyjnego punktu stycznego w bezpośrednich odbudowach kompozytowych.



Izolacja pola zabiegowego koferdamem.



Wstępne opracowanie ubytków próchnicowych.



Ostateczne opracowanie ubytków próchnicowych.



Dopasowanie klina X-small w przestrzeni międzyzębowej.



Dopasowanie dwóch matryc FXH100.



Założenie pierścienia Composi-Tight 3D Fusion.



Bezpośrednia odbudowa kompozytowa zęba 25.



Wypolerowanie odbudowy kompozytowej.

**Garrison**  
Dental Solutions

150 DeWitt Lane  
Spring Lake, MI USA  
49456



contactme@garrisondental.com  
[www.garrisondental.com/pl](http://www.garrisondental.com/pl)